



Philips Sonicare
HealthyWhite
Электрическая звуковая
зубная щетка

2 режима
1 чистящая насадка

HealthyWhite

HX6711/02



Для белых и здоровых зубов

Уникальная зубная щетка для белоснежной улыбки

Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют естественной белизной. Электрическая зубная щетка Sonicare HealthyWhite HX6711/02 удаляет потемнения с поверхности эмали всего за две недели при использовании режима Clean & White (Чистка и Отбеливание).

Обеспечивает наилучшее очищение

- Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки
- Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Зубная щетка Philips Sonicare для естественного отбеливания зубов

Помогает следовать советам стоматолога

- Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки
- Quadrascan способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

Позволяет создать свой режим чистки зубов

- Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare
- Режимы Clean (Чистка) и White (Отбеливание): удаление потемнений эмали

PHILIPS
sonicare

Электрическая звуковая зубная щетка
2 режима 1 чистящая насадка

HX6711/02

Особенности

Запатентованная звуковая технология




Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

Smartimer



Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки


Quadpacer



Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого

квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно

Функция Easy-start



Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.

Режимы Clean (Чистка) и White (Отбеливание)




2 минуты в режиме чистки и дополнительно 30 секунд в режиме отбеливания для обработки передних зубов. Удаляет зубной налет от кофе, чая, табака и красного вина. Отбеливает зубы до 2 тонов всего за две недели.*

Помогает вернуть зубам естественную белизну



Лучшая модель щетки с функцией "Отбеливание" в линейке Philips Sonicare: помогает эффективно удалить налет и поверхностные потемнения, чтобы ваша улыбка всегда оставалась белоснежной.

Удаляет в 2 раза больше налета



Запатентованная звуковая технология Sonic удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.

Характеристики

Режимы

- Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки
- Clean & White (Чистка и отбеливание): 2 минуты в режиме чистки + 30 секунд в режиме отбеливания

В комплекте

- Ручки: 1 HealthyWhite
- Насадки: 1 стандартная насадка ProResults
- зарядное устройство: 1

Дизайн и отделка

- цвет: Ярко-зеленый

Качество чистки

- Скорость движения чистящих щетинок: До 31 000 чистящих движений в минуту
- Высокое качество: Удаляет до 90 % пятен*
- Польза для здоровья: Улучшает состояние десен
- Эффект отбеливания: Отбеливает зубы до 2 тонов
- Таймер: Smartimer и Quadpacer

Удобство использования

- Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки
- Время работы: До 3 недель**
- Индикатор состояния аккумулятора: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
- Ручка: Эргономичная форма, Прорезиненная ручка для удобства пользования

Технические характеристики

- Элемент питания: Аккумулятор
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 3 недель

Питание

- напряжение: 110—220 В

Обслуживание

- Гарантия: 2 года гарантии



Дата выпуска 2016-01-29

Версия: 27.11.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* по сравнению с обычной зубной щеткой

** при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)